

PRODUKTDATABLAD

Elset S stumpforbinding

Elset S er en let rayon kompressionsbandage, som kan anvendes til at skabe let kompression, fx efter generel, vaskulær eller ortopædisk kirurgi.

Elset S er specielt egnet til bandagering af amputationer over og under knæet.

Bandagen kan håndvaskes ved 40 grader.



Indholdsstoffer/materiale: Rayon, latextråde

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Ja

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur, og udenfor direkte sollys

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4466210	Elset "S" stumpforbinding	stumpforbinding indeholder latextråde	10cmx12m	krt. a 12 stk	993486-00
4466215	Elset "S" stumpforbinding	stumpforbinding indeholder latextråde	15cmx12m	krt. a 12 stk.	993487-00