


# PRODUKTDATABLAD

## Melgisorb Ag - alginatbandage med sølv og CMC, steril

Melgisorb Ag er en højabsorberende antimikrobiel alginatbandage til kraftigt væskende, dybe og overfladiske sår. Melgisorb Ag indeholder CMC som gør det muligt at fjerne produktet i et stykke.

Melgisorb Ag kan blive siddende på i op til 7 dage. Kan anvendes under kompressionsbandager.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	High G alginate, CMC, sølv, sodium, zirconium og fosfat
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	III
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4289068	Melgisorb Ag	alginatbandage med sølv og CMC, steril	3 cm x 44 cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	256605
4289066	Melgisorb Ag	alginatbandage med sølv og CMC, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	256100