

PRODUKTDATABLAD

Microlance™ 3 kanyler, steril

BD Microlance injektionskanyler

Unik slibevinkel og poleringsmetode medfører mindre ubehag for patienten ved injektion med BD Microlance™ og mindre risiko for udstansning.

Transparent og farvekodet ansats for hurtig og sikker kontrol af flow og størrelse.

Kanyler med tynd væg for optimalt flow.



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen, epoxyresin, silikoneolie, rustfri stål
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja – Gassterilisation ved ETO
Opbevaring:	Tørt, bør ikke udsættes for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/deponi
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Microlance™ 3 kanyle, steril

Mediq's varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3123005	Microlance 3 kanyle	Gul, steril	30Gx1/2"-0,29x13mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 50 æsker	304000
3123007	Microlance 3 kanyle	Grå, steril	27Gx1/2"-0,4x13mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 50 æsker	300635
3123015	Microlance 3 kanyle	Orange, steril	25Gx5/8"-0,5x16mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 50 æsker	300600
3123018	Microlance 3 kanyle	Orange, steril	25Gx1"-0,5x25mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 50 æsker	300400
3123020	Microlance 3 kanyle	Blå, steril	23Gx1"-0,6x25mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 50 æsker	300800
3123027	Microlance 3 kanyle	Sort, steril	22Gx2"-0,7x50 mm	Æske a 100 stk.	300094
3123029	Microlance 3 kanyle	Grøn, steril	21Gx1"-0,8x25mm	Æske a 100 stk.	301156
3123030	Microlance 3 kanyle	Grøn, steril	21Gx1 1/2"-0,8x40mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 50 æsker	304432
3123031	Microlance 3 kanyle	Grøn, steril	21Gx5/8"-0,8x16mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 50 æsker	304434
3123035	Microlance 3 kanyle	Grøn, steril	21Gx2"-0,8x50mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 40 æsker	301155
3123060	Microlance 3 kanyle	Hvid, steril	16Gx1 1/2"-1,6x40mm	Æske a 100 stk. – Krt. a 50 æsker	300637