

# PRODUKTDATABLAD

## BD PosiFlush SP sprøjte m. 0,9% NaCl

Sprøjte forfyldt med NaCl 9 mg/ml.

- Beregnet til skylning af IV-katetre
- Færdigmærket, hvilket mindsker risikoen for lægemiddelforveksling
- Letter aseptisk håndtering – overflødigger manuel aspiration og mindsker risikoen for krydskontaminering
- Mindsker risikoen for kateterskade, idet sprøjtediameteren, der svarer til en 10-mlsprøjte, forhindrer for højt skylletryk
- Udformet med henblik på at mindske risikoen for blodtilbageløb ved skylning
- Forenkler skylleproceduren – tidsbesparende og effektiv Bemærk! BD PosiFlush™ er medicoteknisk udstyr, der udelukkende er beregnet til skylning af IVkatetre. Den må derfor ikke benyttes til blanding af tørre substanser eller fortynding af medicin.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polypropylen. Silikoneolie, NaCl 9 mg/ml
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ila
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## BD PosiFlush SP sprøjte m. 0,9% NaCl

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0824035	BD PosiFlush SP	Sprøjte med 0,9% NaCl, steril	3 ml	æske a 30 stk - krt a 16 æsker	306573
0824036	BD PosiFlush SP	Forfyldt sprøjte m. 0,9% NaCl, steril	5 ml	æske a 30 stk - krt a 16 æsker	306574
0824037	BD PosiFlush SP	Forfyldt sprøjte m. 0,9% NaCl, steril	10 ml	æske a 30 stk - krt a 16 æsker	306575