

PRODUKTDATABLAD

Baxa sprøjte med lilla stempel

Baxa sprøjte med lilla stempel anvendes til administration af sondeernæring, væske og flydende medicin.

Baxa sprøjte med lilla stempel kan genanvendes til samme patient op til 30 gange under forudsætning af grundig rengøring jf. vaskeanvisning.



Materialer:	Fremstillet af polypropylen og silikone. Fri for latex.
Indikation:	Velegnet til administration af sondeernæring, væske og flydende medicin.
Klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Varen er steril.
Opbevaring:	Opbevare tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys. Må ikke fryses.
Holdbarhed:	Se datomærkning på emballagen.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1128040	Baxter	Baxa sprøjte med lilla stempel	1 ml	æske á 100 stk.	H1701
1128041	Baxter	Baxa sprøjte med lilla stempel	3 ml	æske á 100 stk. – krt a 32 æsker	H1702
1128042	Baxter	Baxa sprøjte med lille stempel	5 ml	æske á 100 stk	H1705

For sundhedsfagligt personale