

PRODUKTDATABLAD

Amika ernæringspumpe

Amika er en moderne enteral ernæringspumpe velegnet til anvendelse i hjemmet. Pumpen kan anvendes såvel stationært som mobilt. Amika har et stort display, der med ikoner forklarer funktionerne. Pumpen er således meget brugervenlig. Pumpen arbejder med hastigheder fra 1 ml/time op til 600 ml /time. Pumpen er meget støjsvag. Lyset kan justeres. Sikre alarmer ved okklusion, luft i enteralsættet, fejlkobling og drift fejl. Batteriet kan virke i 24 timer ved en drift hastighed på 125 ml/time. Pumpen alarmerer 30 min. Inden batteriet er tømt. Opladningstiden er 5 timer.

- Anti free-flow, når pumpens dør åbnes
- Kan anvendes uden pumpeholder
- Kontinuerlig indgift: 1 - 600 ml/t
- Total volumen 1 – 5000 ml
- Nøjagtighed +/- 7% ved 50 ml/h
- Bredde 12,8 cm, højde 13,8 cm og dybde 4,8 cm.
- Lydniveau kan justeres mellem høj og lav. Alle alarmens lydniveauer ligger inden for intervallet 45 dB(A) til 85 dB(A).

**Materialer:**

-

Indikation:

Anvendes til patienter med behov for enteral ernæringsindgift

Klassifikation:

Klasse II

Steril vare:

Nej

Opbevaring:

Opbevares tørt og ved stuetemperatur

Batteri holdbarhed:

24 timer ved 125 ml/t

Bortskaffelse:Vare: frakobl og fjern batteri fra pumpen og følg dernæst lokalt reglement for bortskaffelse
Emballage: Forbrænding/genbrug**Mediqs varesortiment:**

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Pakning	Reference
1124905	Amika pump	Ernæringspumpe til leje	1 stk	Z044157

For sundhedsfagligt personale