

# PRODUKTDATABLAD

## Flocare Container

Flocare Container forbindes til ernæringssæt i et åbent system og anvendes til at tilføre vand og væske til den sondeernærede patient. Kan også anvendes til administration af opløste pulverblandinger.

Flocare Container er en stabil beholder i blød plast, der er kompatibel med andre enheder på grund af det dobbelte skruehoved. Flocare Container har en flad bund og står fast på et plant underlag ved påfyldning.



**Materialer:** Fremstillet af polyethylen (LDPE).

**Indikation:** Anvendes til administration af væske eller opløste pulverblandinger hos patienter, der får sondeernæring.

**Klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** N/A

**Opbevaring:** Opbevares tørt og uden direkte sollys.

**Holdbarhed:** Se datomærkning på emballagen. Kun til engangsbrug.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1125267	Flocare	Container	500 ml	krt. á 10 stk.	35746
1124018	Flocare	Container	1000 ml	æske a 10 stk	75980310

*For sundhedsfagligt personale*