


# PRODUKTDATABLAD

## IQ Nelatonkateter klar i vand pht fri, 43 cm

IQ-CATH er et overfladebehandlet engangskateter, der ligger klar til brug i vand. Dette betyder at der ikke skal tilsættes ekstra vand, og at katetret er klar til anvendelse når det tages ud af pakningen.

Kateteret har fleksibel spids med kugleformet hoved, som sikrer, at kateteret ubesværet glider op gennem urinrørets krumninger og forbi lukkemusklen. Kateteret har glatte afrundede kateterøjne. IQ Cath klar til brug fås i 2 længder. Til mænd er kateteret 43 cm langt og lidt længere end et standard kateter, til kvinder er kateteret 17 cm langt. Den øgede længde, stivheden på den nederste del af kateteret muliggør lettere indføring og håndtering også ved nedsat finger eller håndmotorik.



**Indholdsstoffer/materiale:** -

**PVC/ftalater:** Ja/nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** I-S

**Steril:** Ja

**Opbevaring:** Tørt, mørkt og ved stuetemperatur

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## IQ Nelatonkateter klar i vand pht fri, 43 cm

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1057029	IQ	Nelatonkateter klar i vand u/sleeve,pht fri, 43cm	ch 12	æske a 30 stk - krt a 6 æsker	945832
1057030	IQ	Nelatonkateter klar i vand u/sleeve,pht fri, 43cm	ch 14	æske a 30 stk - krt a 6 æsker	IQ230414
1057031	IQ	Nelatonkateter klar i vand m/sleeve,pht fri, 43cm	ch 10	æske a 30 stk - krt a 6 æsker	945842
1057032	IQ	Nelatonkateter klar i vand m/sleeve,pht fri, 43cm	ch 12	æske a 30 stk - krt a 6 æsker	945843
1057033	IQ	Nelatonkateter klar i vand m/sleeve,pht fri, 43cm	ch 14	æske a 30 stk - krt a 6 æsker	945844
1057034	IQ	Nelatonkateter klar i vand m/sleeve,pht fri, 43cm	ch 16	æske a 30 stk - krt a 6 æsker	945845
1057035	IQ	Nelatonkateter klar i vand m/sleeve,pht fri, 43cm	ch 18	æske a 30 stk - krt a 6 æsker	945846