

# PRODUKTDATABLAD

## Vygon Dobbeltumen PVC ventrikelsonde, steril

PVC dobbeltlumen ventrikelsonde med lukket tip til kontinuerlig aspiration af mavesæk.

- Røntgenfast
- CM-markering fra den distale spids
- Flere øjne i den distale spids og en sekundær ventilationskanal med mindre tværsnit



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Genanvendelse/Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse/Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1123707	Vygon	Dobbellumen PVC ventrikelsonde, 120 cm, steril	FR 14	Æske á 10 stk. – krt. á 18 æsker	340.14