

PRODUKTDATABLAD

Sondemadsflaske, uden kapsel

Sondemadsflaske uden kapsel er en flaske til opbevaring af sondeernæring, som anvendes ved enteral indgift.

Sondemadsflasken er til engangsbrug og kan indeholde op til 250 ml.

- Godkendt til fødevarekontakt
- Kan tåle opvarmning op til 70°C i op til 2 timer eller 100°C i op til 15 min.

Tilbehør:

- ENFit kapsel til sondemadsflaske (1126426)
- Gbuk Enteral syringer Cap ENFit (1123614)



Materialer: Fremstillet af polymer (LDPE). Fri for PVC, ftalater samt latex.

Indikation: Anvendes til opbevaring af sondeernæring ved enteral indgift.

Klassifikation: Diverse

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden for direkte sollys i original emballage.

Holdbarhed: Til engangsbrug. Holdbar 5 år fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1126425	Sondemadsflakse	Uden kapsel	285 ml	ps. á 30 stk.	MTX9250S

For sundhedsfagligt personale