

PRODUKTDATABLAD

Humid-Vent Micro+, steril

Humid-Vent Mini filter med høj fugtningsevne og lav flowmodstand.

Beregnet til lav respirationsvolumen og specielt designet til nyfødte.

Porten giver nem mulighed for sugning, inddrypning af overfladeaktive og CO₂ prøveudtagning.

Dead space: 2,7 ml

Vægt: 4,3 g

Konnektorer: 3,5/15 mm (rød)
3,0/15 mm (blå)

Medium: hygroskopisk bakteriostatisk microwell papir

Respirationsvolumen (V_T): 10-50 ml

Flow modstand 3,5 mm: ved 5 l/min, 1,1 cm H₂O
3,0 mm: ved 5 l/min, 1,8 cm H₂O

Fugtoutput: 32,5 mg H₂O/l ved V_T 10 ml
32,0 mg H₂O/l ved V_T 20 ml

Til engangsbrug.

Pakket individuelt.

Indholdsstoffer/materiale: Huset: copolyester
Port: ABS
Microwell Strip: kraftpapir

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja


Opbevaring: Opbevares i original indpakning. Tørt, rent og væk fra direkte sollys.

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkning: –



2030-0641-02 / 26.01.2017

PRODUKTDATABLAD

Humid-Vent Micro+, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1540085	Gibeck	Humid-Vent Micro+, blå, steril	3,0 mm	Æske a 10 stk.	10121
1540086	Gibeck	Humid-Vent Micro+, rød, steril	3,5 mm	Æske a 10 stk.	10131

2030-0641-02 / 26.01.2017