

PRODUKTDATABLAD

Oxy-Vent[®] adaptor med slange

Oxy-Vent adapter med slange.

Oxy-Vent fastgøres til Trach-Vent fugt- og varmeveksleren for at give supplerende ilt.



Indholdsstoffer/materiale:	PP
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Nej, men produktet er rent
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	–

2030-0651-02 / 21.09.2018

PRODUKTDATABLAD

Oxy-Vent[®] adaptor med slange

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1540201	Gibeck	Oxy-Vent adaptor med slange	Æske a 10 stk.	45512

2030-0651-02 / 21.09.2018