

PRODUKTDATABLAD

Gibeck HME virus/bakteriefilter

Humid-Vent 1 virus/bakteriefilter med høj fugtningsevne og lav flow modstand, som er beregnet til brug ved lav respirationsvolumen.

Filteret har CO²-port og er designet til voksne og børn under narkose og til børn indlagt på intensivafdelingen.

Dead space: 14 ml

Vægt: 11,6 g

Konnektorer: 22 M / 15 F – 15M

Medium: hygroskopisk bakteriostatisk microwell papir

Respirationsvolumen (V_T): 50-600 ml

Flow modstand: ved 20 l/min, 0,3 cm H₂O
ved 40 l/min, 0,7 cm H₂O

Fugtoutput: 29 mg H₂O/l ved V_T 300 ml
24 mg H₂O/l ved V_T 600 ml

Til engangsbrug.

Pakket individuelt.

Indholdsstoffer/materiale: Huset: polypropylen
Microwell Strip: kraftpapir

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Nej – produktet er rent

Opbevaring: Opbevares i original indpakning. Tørt, rent og væk fra direkte sollys.

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: –



2030-1831-01 / 28.05.2018

PRODUKTDATABLAD

Gibeck HME virus/bakteriefilter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1540095	Gibeck	HME virus/ bakteriefilter	Æske a 25 stk.	11132

2030-1831-01 / 28.05.2018