

PRODUKTDATABLAD

Micro Mist m. maske, forstøverkammer

- Micro Mist lavkoncentrationsforstøver.
- Maske specielt designet til aerosolterapi med store sidehuller i masken.
- Masken er gennemsigtig, patienten kan observeres under behandlingen.
- Justerbar fikseringselastik.
- Masken har afrundede bløde kanter og en justerbar fikseringselastik, der forhindrer tryk.
- Maskens næseklemme kan justeres, så den passer til ansigtet og dermed giver mere stabilitet.
- Konnektoren passer til 22 mm harmonikaslanger, der bruges i aerosolbehandling.
- Producerer fin aerosoldamp i enhver vinkel op til 90.
- Forstøverkammeret kan rumme op til 6 ml
- Anbefalet mindste volumen 1 ml
- Anbefalet flow rate: 8 l/min
- MMAD (Mass Median Aerodynamic Diameter): 2,7 µm
- Forstøverrate: 0,34 ml/min
- Produktet er til engangsbrug.



Indholdsstoffer/materiale: PVC, polystyren, K-resin, polysiopren

PVC/ftalater: PVC, DEHP

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse II b, regel 11

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares i rene og tørre omgivelser. Holdes væk fra varme og lys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding/genbrug

Bemærkning: Må ikke bruges med medicin i olieform

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
---------	------	-----------------	------	---------	----------

2030-2091-03 / 03.03.2020

PRODUKTDATBLAD

Micro Mist m. maske, forstøverkammer

1531010	Micro Mist m. maske	Forstøverkammer, pædiatri, iltslange	210 cm	Æske a 50 stk.	O41894
1531020	Micro Mist m. maske	Forstøverkammer, voksen, iltslange	210 cm	Æske a 50 stk.	O41893

2030-2091-03 / 03.03.2020