

PRODUKTDATABLAD

Iltbrille, pædiatrisk soft-tip, buet, DEHP-fri, anti kink, 210 cm

Soft-touch slangerne over ørerne og ansigtet øger patientens komfort og forbedrer patientens oplevelse. Reducerer også risikoen for hudskader i de udsatte områder.



Slangens opstrammingsanordning til under hagen tillader sikring omkring patientens ører.

Anti-kink-designet forhindrer utilsigtet blokering af iltflowet.

Til enpatientsbrug.

Må ikke steriliseres eller autoklaveres.

Enkeltpakket i plastpose.



Indholdsstoffer/materiale: PVC, PE, ABS

PVC/ftalater: Ja/Nej (DEHP-fri)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril: Nej

Opbevaring: Opbevares i kølige, rene og tørre omgivelser. Holdes væk fra varme og lys

Holdbarhed uåbnet: 5 år fra produktionsdato

Bortskaffelse vare: Bortskaffes som medicinsk affald iht. lokalt gældende regler

Bemærkninger: -

2041-0191-01 / 25.08.2016

PRODUKTDATABLAD

Iltbrille, pædiatrisk soft-tip, buet, DEHP-fri, anti kink, 210 cm

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1526073	Flexicare	Iltbrille pædiatr soft-tip buet DEHP-fri anti kink	210 cm	Æske a 100 stk.	032-10-103

2041-0191-01 / 25.08.2016