

PRODUKTDATABLAD

MICRODACYN sårskyllevæske og sårgel

Microdacyn60® Wound Care er en elektrolyseret opløsning beregnet til brug i forbindelse med debridement og fugtning af akutte og kroniske sår, åbne sår, flænger, hudafskrabninger og forbrændinger, herunder sådanne i enhver human kavitet såsom munden, næsen eller øret. Hjælpstofferne er natriumhypoklorit og hypoklorsyre, der kan have en lokal antimikrobiel virkning.

Opløsningen muliggør kroppens egen helingsproces ved at reducere den mikrobielle belastning og hjælpe med at skabe et fugtigt miljø.

Microdacyn60® Wound Care finder bred anvendelse i forbindelse med en omfattende sårbehandling og er sikkert at bruge på slimhinder.

Microdacyn60® Wound Care er biokompatibel for den indicerede anvendelse og irriteringsfri for human hud, øjne eller hals og virker ikke hudsensibiliserende. Der kræves ingen særlige forholdsregler for håndtering.

Microdacyn60® Wound Care bør opbevares i den originale forseglede beholder ved omgivelsesforhold.

Opbevar ved stuetemperatur, og undlad at fryse produktet. Opløsningen er ikke brændbar. Efter brug bør beholderen lukkes igen inden opbevaring.

I øvrigt henvises til brugsvejledningen som ligger i æsken.



PRODUKTDATABLAD

MICRODACYN sårskyllevæske og sårgel

Indholdsstoffer/materiale:	Natriumhypoklorid, hypoklorsyre, vand
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Steril:	Nej
Opbevaring:	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys. Produktet er ikke brandbart.
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år, anbrudt 8 uger
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Salgsenhed	Indhold	Ref. nr.
4290013	Microdacyn	antimikrobiel sårskyllevæske spray	100 ml	Stk.	Krt á 12 stk.	44110-00
4289958	Microdacyn	antimikrobiel sårskyllevæske spray	250 ml	Stk.	Krt á 12 stk.	44107-00
4289968	Microdacyn	antimikrobiel sårskyllevæske	500 ml	Stk.	Krt á 24 stk.	44102-00
4290010	Microdacyn	antimikrobiel sårskyllevæske til NPWT	990 ml	Stk.	Krt á 6 stk.	44199-00
4290012	Microdacyn	antimikrobiel sårgel spray	60 ml	Stk.	Krt á 24 stk.	44211-00
4290011	Microdacyn	antimikrobiel sårgel spray	120 ml	Stk.	Krt á 6 stk.	44209-00
4289966	Microdacyn	antimikrobiel sårgel	250 ml	Stk.	Krt á 6 stk.	44207-00