

PRODUKTDATABLAD

MediLime, PEG ENFit G-Tube

MediLime gastrisk ernæringssonde med ENFit-tilslutning er beregnet til administration af enteral ernæring og medicin.

Størrelsen på røret og ballonkapaciteten er tydeligt angivet på skaftet.

- Fri for latex, PHT og BPA
- Steril
- Lavet af ren silikone, hvorfor sonden er hudvenlig og smidig



Ingredienser: Silikone

Indikation: Anvendes til enteral indgift af ernæring, medicin og væske til patienter.

Doseringer: -

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys.

Holdbarhed: Se datomærkning på emballage.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1124021	MediLime	PEG ENFit G-Tube	FR 12	æske a 2 stk	0503-12-02
1124022	MediLime	PEG ENFit G-Tube	FR 14	æske a 2 stk	0503-14-02
1124023	MediLime	PEG ENFit G-Tube	FR 16	æske a 2 stk	0503-16-02
1124024	MediLime	PEG ENFit G-Tube	FR 18	æske a 2 stk	0503-18-02
1124025	MediLime	PEG ENFit G-Tube	FR 20	æske a 2 stk	0503-20-02
1124026	MediLime	PEG ENFit G-Tube	FR 22	æske a 2 stk	0503-22-02
1124027	MediLime	PEG ENFit G-Tube	FR 24	æske a 2 stk	0503-24-02

For sundhedsfagligt personale