

PRODUKTDATABLAD

MediLime Gastrostomy Button

MediLime Gastrostomy Button er en knapsonde, der anvendes til børn og voksne med behov for enteral ernæring og væskeindgift.

Sondens længde og størrelse er indgraveret, og ballonen fyldes med vand afhængig af FR-størrelse (FR 12, 3 ml; FR 14, 4 ml; FR 16-18, 5 ml; FR 20, 8 ml).



Materialer: Fremstillet i silikone. Fri for latex og DEHP.

Indikation: Anvendes til børn og voksne med behov for enteral ernæring og væskeindgift.

Klassifikation: Klasse: IIb

Steril vare: Varen er steriliseret med ethylenoxid

Opbevaring: Opbevares tørt og uden direkte sollys.

Holdbarhed: Anvendes i 1-8 måneder afhængig af pasning og pleje, mængden af mavesyre, medicinforbrug samt typen af sondeernæring. Se datomærkning på emballagen.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Anbefalet vand i ballon	Pakning	Reference
1122812	MediLime	gastrostomiknapsonde, 1,0 cm, steril	FR 12	3 ml	æske a 1 stk	0320-12-1.0-02
1122803	MediLime	Gastrostomy Button, 1.5 cm, 3ml	FR 12	3 ml	æske a 1 stk	0320-12-1.5-02
1122703	MediLime	Gastrostomy Button, 1.7 cm, 3ml	FR 12	3 ml	æske a 1 stk	0320-12-1.7-02
1122705	MediLime	Gastrostomy Button, 2.0 cm, 3ml	FR 12	3 ml	æske a 1 stk	0320-12-2.0-02
1122707	MediLime	Gastrostomy Button 2.5 cm 3ml	FR 12	3 ml	æske a 1 stk	0320-12-2.5-02
1122709	MediLime	Gastrostomy Button 3.0 cm 3ml	FR 12	3 ml	æske a 1 stk	0320-12-3.0-02

PRODUKTDATABLAD

MediLime Gastrostomy Button

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Anbefalet vand i ballon	Pakning	Reference
1122710	MediLime	Gastrostomy Button 3.5 cm 3ml	FR 12	3 ml	æske a 1 stk	0320-12-3.5-02
1122711	MediLime	Gastrostomy Button 4.0 cm 3ml	FR 12	3 ml	æske a 1 stk	0320-12-4.0-02
1122813	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 4,5 cm, steril	FR 12	3 ml	æske a 1 stk	0320-12-4.5-02
1122814	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 5,0 cm, steril	FR 12	3 ml	æske a 1 stk	0320-12-5.0-02
1122811	MediLime	Gastrostomy Button 0.8 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-0.8-02
1122715	MediLime	Gastrostomy Button 1.0 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-1.0-02
1122716	MediLime	Gastrostomy Button 1.2 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-1.2-02
1122717	MediLime	Gastrostomy Button 1.5 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-1.5-02
1122718	MediLime	Gastrostomy Button 1.7 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-1.7-02
1122804	MediLime	Gastrostomy Button 2.0 cm 3ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-2.0-02
1122810	MediLime	Gastrostomy Button 2.3 cm 3ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-2.3-02
1122719	MediLime	Gastrostomy Button 2.0 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-2.0-02
1122721	MediLime	Gastrostomy Button 2.5 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-2.5-02
1122722	MediLime	Gastrostomy Button 2.7 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-2.7-02
1122723	MediLime	Gastrostomy Button 3.0 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-3.0-02
1122724	MediLime	Gastrostomy Button 3.5 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-3.5-03
1122725	MediLime	Gastrostomy Button 4.0 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-4.0-02
1122726	MediLime	Gastrostomy Button 4.5 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-4.5-02
1122727	MediLime	Gastrostomy Button 5.0 cm 4ml	FR 14	4 ml	æske a 1 stk	0320-14-5.0-02
1123220	MediLime	Gastrostomy Button 1.0 cm 5ml	FR 16	5 ml	æske a 1 stk	0320-16-1.0-02
1122734	MediLime	Gastrostomy Button 1.5 cm 5ml	FR 16	5 ml	æske a 1 stk	0320-16-1.5-02
1122735	MediLime	Gastrostomy Button 1.7 cm 5ml	FR 16	5 ml	æske a 1 stk	0320-16-1.7-02
1122736	MediLime	Gastrostomy Button 2.0 cm 5ml	FR 16	5 ml	æske a 1 stk	0320-16-2.0-02
1122738	MediLime	Gastrostomy Button 2.5 cm 5ml	FR 16	5 ml	æske a 1 stk	0320-16-2.5-02

PRODUKTDATABLAD

MediLime Gastrostomy Button

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Anbefalet vand i ballon	Pakning	Reference
1122740	MediLime	Gastrostomy Button 3.0 cm 5ml	FR 16	5 ml	æske a 1 stk	0320-16-3.0-02
1122741	MediLime	Gastrostomy Button 3.5 cm 5ml	FR 16	5 ml	æske a 1 stk	0320-16-3.5-02
1122742	MediLime	Gastrostomy Button 4.0 cm 5ml	FR 16	5 ml	æske a 1 stk	0320-16-4.0-02
1122743	MediLime	Gastrostomy Button 4.5 cm 5ml	FR 16	5 ml	æske a 1 stk	0320-16-4.5-03
1122744	MediLime	Gastrostomy Button 5.0 cm 5ml	FR 16	5 ml	æske a 1 stk	0320-16-5.0-02
1122746	MediLime	Gastrostomy Button 1.0 cm 5ml	FR 18	5 ml	æske a 1 stk	0320-18-1.0-02
1122797	MediLime	Gastrostomy Button 1.5 cm 8ml	FR 18	5 ml	æske a 1 stk	0320-18-1.5-02
1122749	MediLime	Gastrostomy Button 1.7 cm 5ml	FR 18	5 ml	æske a 1 stk	0320-18-1.7-03
1122801	MediLime	Gastrostomy Button 2.0 cm 5ml	FR 18	5 ml	æske a 1 stk	0320-18-2.0-02
1122752	MediLime	Gastrostomy Button 2.5 cm 5ml	FR 18	5 ml	æske a 1 stk	0320-18-2.5-02
1122754	MediLime	Gastrostomy Button 3.0 cm 5ml	FR 18	5 ml	æske a 1 stk	0320-18-3.0-02
1122755	MediLime	Gastrostomy Button 3.5 cm 5ml	FR 18	5 ml	æske a 1 stk	0320-18-3.5-02
1122756	MediLime	Gastrostomy Button 4.0 cm 5ml	FR 18	5 ml	æske a 1 stk	0320-18-4.0-02
1122757	MediLime	Gastrostomy Button 4.5 cm 5ml	FR 18	5 ml	æske a 1 stk	0320-18-4.5-02
1122758	MediLime	Gastrostomy Button 5.0 cm 5ml	FR 18	5 ml	æske a 1 stk	0320-18-5.0-02
1122799	MediLime	Gastrostomy Button 1.0 cm 8ml	FR 20	8 ml	æske a 1 stk	0320-20-1.0-02
1122764	MediLime	Gastrostomy Button 1.5 cm 8ml	FR 20	8 ml	æske a 1 stk	0320-20-1.5-02
1122805	MediLime	Gastrostomy Button 2.0 cm 8ml	FR 20	8 ml	æske a 1 stk	0320-20-2.0.03
1122768	MediLime	Gastrostomy Button 2.5 cm 8ml	FR 20	8 ml	æske a 1 stk	0320-20-2.5-02
1122802	MediLime	Gastrostomy Button 3.0 cm 8ml	FR 20	8 ml	æske a 1 stk	0320-20-3.0-02
1122815	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 3,5 cm, steril	FR 20	8 ml	æske a 1 stk	0300-20-3.5-02
1122772	MediLime	Gastrostomy Button 4.0 cm 8ml	FR 20	8 ml	æske a 1 stk	0320-20-4.0-03
1122816	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 4,5 cm, steril	FR 20	8 ml	æske a 1 stk	0320-20.4.5-02
1122774	MediLime	Gastrostomy Button 5.0 cm 8ml	FR 20	8 ml	æske a 1 stk	0320-20-4.0-02

PRODUKTDATABLAD

MediLime Gastrostomy Button

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Anbefalet vand i ballon	Pakning	Reference
1122817	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 1,0 cm, steril	FR 24	8 ml	æske a 1 stk	0320-24-1.0.02
1122818	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 1,5 cm, steril	FR 24	8 ml	æske a 1 stk	0320-24-1.5.02
1122819	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 2,0 cm, steril	FR 24	8 ml	æske a 1 stk	0320-24-2.0.02
1122820	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 2,5 cm, steril	FR 24	8 ml	æske a 1 stk	0320-24-2.5.02
1122821	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 3,0 cm, steril	FR 24	8 ml	æske a 1 stk	0320-24-3.0.02
1122822	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 3,5 cm, steril	FR 24	8 ml	æske a 1 stk	0320-24-3.5.02
1122823	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 4,0 cm, steril	FR 24	8 ml	æske a 1 stk	0320-24-4.0.02
1122824	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 4,5 cm, steril	FR 24	8 ml	æske a 1 stk	0320-24-4.5.02
1122825	MediLime	gastrostomiknap-sonde, 5,0 cm, steril	FR 24	8 ml	æske a 1 stk	0320-24-5.0.02

For sundhedsfagligt personale