

PRODUKTDATABLAD

Sugeslange, klar

Halvblød og klar sugeslange, der findes i forskellige størrelser.

Fremstillet af PVC og leveres i ruller a 50 meter.

Hårdheden er 75 Shore A.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	Nej
Opbevaring:	Stuetemperatur, væk fra direkte sollys
Holdbarhed:	Ikke relevant
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Sugeslange, klar

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1602306	Sugeslange	Klar	3 mm x 5 mm	Rl. a 50 m – Krt. a 20 rl.	17080
1602407	Sugeslange	Klar	5 mm x 8 mm	Rl. a 50 m – Krt. a 14 rl.	17100
1602509	Sugeslange	Klar	5 mm x 8 mm	Rl. a 50 m – Krt. a 8 rl.	17140
1602610	Sugeslange	Klar	6 mm x 9 mm	Rl. a 50 m – Krt. a 7 rl.	17180
1602813	Sugeslange	Klar	8 mm x 12 mm	Rl. a 50 m – Krt. a 4 rl.	17240
1603017	Sugeslange	Klar	7 mm x 10 mm	Rl. a 50 m – Krt. a 7 rl.	17200
1603020	Sugeslange	Klar	10 mm x 14 mm	Rl. a 50 m – Krt. a 4 rl.	17280
1603021	Sugeslange	Klar	13 mm x 18 mm	Rl. a 50 m – Krt. a 4 rl.	17320