

PRODUKTDATABLAD

Coban selvhæftende bind

Coban er et selvhæftende kortstræksbind, som anvendes til kompressionsbehandling, fiksering af bandager eller uridomer samt som støttebandage. Coban hæfter på sig selv uden behov for clips eller tape og løsner ikke ved bad, tørrer hurtigt. Bindet glider ikke ned og er let at anlægge med det ønskede mmHg tryk – rekvirer evt. applikeringsguide.

Bindet kan klippes i ønsket længde.

Lagerføres i beige. Størrelse 2,5 cm er velegnet som fikseringsstrip til urinkondomer. Størrelse 7,5 cm anvendes ofte som hagebind.

- Til støttebandager og kompressionsbehandling
- Til fiksering af bandager og urinkondomer
- Bindet glider ikke ned og er let at anlægge
- Kan klippes eller rives til ønsket længde
- Huden kan ånde
- Latexfri kan købes styk-vis



Indholdsstoffer/materiale:	Coban: Polyester, Spandex (elasthan), latex Coban LF: Polyester, neoprene, Spandex (elasthan)
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Coban selvhæftende bind

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4216243	Coban	Selvhæftende bind, beige, latexfri	5 cm x 4,6 m	Krt á 36 stk.	2082
4216244	Coban	Selvhæftende bind, beige, latexfri	7,5 cm x 4,6 m	Krt á 24 stk.	2083
4216245	Coban	Selvhæftende bind, beige, latexfri	10 cm x 4,6 m	Æske á 18 stk.	2084
4216246	Coban	Selvhæftende bind, beige, latexfri, steril	10 cm x 4,6 m	Æske á 18 stk.	2084S
4216250	Coban	Selvhæftende bind, beige	2,5 cm x 4,6 m	Pk á 5 stk – krt á 6 pk	1581
4216500	Coban	Selvhæftende bind, beige	5 cm x 4,6 m	Æske á 36 stk.	1582
4216750	Coban	Selvhæftende bind, beige	7,5 cm x 4,6 m	Æske á 24 stk.	1583
4216990	Coban	Selvhæftende bind, blå	5 cm x 4,5 m	Æske á 36 stk.	1882B
4216998	Coban	Selvhæftende bind, beige	10 cm x 4,6 m	Æske á 18 stk.	1584