

PRODUKTDATABLAD

Portex® Blue Line Ultra® tracheostomisæt med inderkanyle, vinklet

Portex Blue Line Ultra vinklet tracheostomisæt med inderkanyle er lavet af termosensitiv PVC, hvilket giver tilstrækkelig stivhed til den umiddelbare indføring og blødgøres derefter ved kropstemperatur for at tilpasse sig patientens anatomi. Tracheostomikanylen er fenestreret og kan anvendes med og uden inderkanyle.

Slangen er røntgenfast og uden cuff, mens den transparente og fleksible krave giver information om størrelse. Har afrundede kanter ved kanylens ende og har en lille låsbar obturator med inderlumen, som kan bruges, når der er behov for indføring via guidewire. Kan anvendes med og uden inderkanyle.

Sættet har en 15 mm ISO standard konektor og en 105° vinkel. MR kompatibel.



Tracheostomisættet indeholder:

- 1 stk. tracheostomikanyle
- 1 stk. fenestreret inderkanyle
- 1 stk. ufenestreret inderkanyle
- 1 stk. rengøringsbørste til inderkanyle
- 1 stk. nakkeband

| | |
|--|--|
| Indholdsstoffer/materiale: | Polybutylene Terephthalate, polypropylen, nitril, polyethylen, acetal co-polymer, high impact styrene, PVC |
| PVC/ftalater: | Ja/Ja (DEHP) |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse IIa |
| Steril vare: | Ja, EO-steriliseret |
| Opbevaring: | Opbevares mørkt og køligt |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler |
| Bortskaffelse af emballage: | Forbrænding/Genanvendelse |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

Portex® Blue Line Ultra® tracheostomisæt med inderkanyle, vinklet

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|------------------------|--|--------|--------------|-------------|
| 1895476 | Portex Blue Line Ultra | Tracheostomisæt med inderkanyle, vinklet, steril | 8,0 mm | Æske a 1 sæt | 100/813/080 |