

PRODUKTDATABLAD

CrystalClear Plus Tracheostomitube uden Fikseringsflange

Fleksibel tracheostomitube uden fikseringsflange til laryngektomi.

Silikonebehandlet

Anatomisk formet

Har tyndvægget lavtryks-cuff med ventil til Luer og Luer-lock sprøjter og blå pilot ballon.

Har fikseret hvid 15 mm konektor

Røntgenfast

Til engangsbrug



Indholdsstoffer/materiale: Tube: PVC masse P205/12,0
Ballon frigørende agent: PU-lack
Fjeder: Materiale 12R10 Sandvik rustfrit stål 1.4310 DIN 17224
Standard konektor: Bergamid PA B70GK30 hvid
Nakkeband: polyuretan skum (moltopen), polyester (velour), polyamid PA 66 (nylon)
Inflationsrør: PVC granulat HE-88-NC-N6
Pilot ballon: PVC granulat HE-75-BC-N3
Ventil: BK 333053S, tekniplax KA5701, PVC, Polyester, rustfrit stål, nitril
Lim: cyklohexanon, tetrahydrofuran, cyanacrylate, methylethylketon, PVC P205712,0
Markering på skaft: Maraplast D 2314373 sort
Markering på flange: Tampapol TPY 970, polyesterharz, oliophobic isocyanate, cyklohexanon/methoxy-methylethyl-acetat

PVC/ftalater: Termosensitivt PVC

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Opbevaring: Rent, tørt og væk fra varme og lys

Holdbarhed uåbnet: 4 år og 11 måneder

Bortskaffelse af vare: Efter lokal protokol

Bemærkning:

2030-0961-01 / 20.11-2015

PRODUKTDATABLAD

CrystalClear Plus Tracheostomitube uden Fikseringsflange

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
1895080	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitube, uden fikseringsflange	7,0 mm	Æske a 2 stk.	12118170
1895081	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitube, uden fikseringsflange	8,0 mm	Æske a 2 stk.	12118180
1895082	Rüsch Crystalclear Plus	Tracheostomitube, uden fikseringsflange	9,0 mm	Æske a 2 stk.	12118190

2030-0961-01 / 20.11-2015