

# PRODUKTDATABLAD

## CrystalClear Plus Tracheostomitubesæt uden Cuff - Rüsçh

Sættet indeholder:

- Tracheostomitube
- 2 inderkanyler med farvekodet stopper (fra str. 6.0)
- 1 stk. oburator (fra str. 6.0)
- 1 stk. blød tracheostomi bånd / holder
- Vandholdig lubrikeringsgel 3 g.



**Indholdsstoffer/materiale:** Tube: PVC  
Inderkanyle: Pet Monofilament  
Stopper ring: silicone  
Obturator: Lacqthene  
Holding Band: Velours Foam  
Lubricant: Jelly

**PVC/ftalater:** PVC

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** IIa

**Steril vare:** Ja

**Opbevaring:** Rent, tørt og væk fra varme og lys

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Efter egen protokol

2030-1061-01 / 20.11-2015

# PRODUKTDATABLAD

## CrystalClear Plus Tracheostomitubesæt uden Cuff - Rüsç

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
1895220	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	3,5 mm	Æske a 5 sæt	12130035
1895221	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	4,0 mm	Æske a 5 sæt	12130040
1895222	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	4,5 mm	Æske a 5 sæt	12130045
1895223	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	5,0 mm	Æske a 5 sæt	12130050
1895224	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	5,5 mm	Æske a 5 sæt	12130055
1895225	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	6,0 mm	Æske a 5 sæt	12130060
1895226	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	6,5 mm	Æske a 5 sæt	121300000065
1895227	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	7,0 mm	Æske a 5 sæt	12130070
1895228	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	7,5 mm	Æske a 5 sæt	121300000075
1895229	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	8,0 mm	Æske a 5 sæt	121300000080
1895230	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	8,5 mm	Æske a 5 sæt	121300000085
1895231	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	9,0 mm	Æske a 5 sæt	12130090
1895232	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	9,5 mm	Æske a 5 sæt	121300000095
1895233	Rüsç Crystalclear Plus	Tracheostomitubesæt, uden cuff, steril	10 mm	Æske a 5 sæt	121300000100

2030-1061-01 / 20.11-2015