

PRODUKTDATABLAD

Fastrach LMA ETT tube PVC, forstærket, steril

LMA Fastrach ETT er særligt velegnet til patienter som er vanskelige at intubere.

Endotrakealtuben er udviklet specielt til brug sammen med LMA Fastrach. Den består af en lige forstærket tube med manchete og Murphy Eye og en 15mm standardkonnektor.

Produktet er forsynet med en pilotballon med Luer-kontrolventil og en unik, blød, formgivet spids til atraumatisk passage forbi stemmebåndene.

Tuben har dybdemarkeringer, der viser afstanden til den distale spids af LMA tuben.

LMA Fastrach ETT er røntgenfast i tubens fulde længde, og spidsen er fremstillet af et røntgenfast materiale, der øger dens synlighed på røntgenbilleder.

Tuben leveres steril og er til engangsbrug.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, Polykarbonat, klæbestof, PP
PVC/ftalater:	Ja/Ja - DEHP
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja – EO steriliseret
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokale regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Deponi
Bemærkninger:	Silikonebaserede smøremidler må ikke bruges med produktet

PRODUKTDATBLAD

Fastrach LMA ETT tube PVC, forstærket, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
1854160	Fastrach	LMA ETT tube PVC, forstærket, steril	Str. 6	Æske a 10 stk.	136060
1854165	Fastrach	LMA ETT tube PVC, forstærket, steril	Str. 6,5	Æske a 10 stk.	136065
1854170	Fastrach	LMA ETT tube PVC, forstærket, steril	Str. 7	Æske a 10 stk.	136070
1854172	Fastrach	LMA ETT tube PVC, forstærket, steril	Str. 7,5	Æske a 10 stk.	136075
1854180	Fastrach	LMA ETT tube PVC, forstærket, steril	Str. 8	Æske a 10 stk.	136080