

# PRODUKTDATABLAD

## LMA flexible, engangs, silikone med cuffpilot

Denne larynxmaske tilbyder samme blødhed og fleksibilitet som genanvendelige laryngealmasker. Samtidigt reducerer Rüsç Sure Seal larynxmaske infektionsrisikoen, der er forbundet med resterilisering.

Cuff piloten i Rüsç Sure Seal larynxmaske overvåger konstant trykket i manchetten, identificerer ændringer i trykket pga. temperaturændringer, ændringer i niveauet af kvælstofforilte eller bevægelse i luftvejen. Farvede indikationsmærker giver øjeblikkelig tilbagemelding, der angiver trykændringer, inden det påvirker patientsikkerheden.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Koldt og tørt samt uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	Se holdbarhedsdatoen på emballagen
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

2030-1761-01 / 27.02.2018

# PRODUKTDATABLAD

## LMA flexible, engangs, silikone med cuffpilot

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1854258	LMA laryngsmaske	LMA flexible, engangs, silikone med cuffpilot	Ch. 2	Æske a 10 stk.	105220-000020
1854259	LMA laryngsmaske	LMA flexible, engangs, silikone med cuffpilot	Ch. 2,5	Æske a 10 stk.	105220-000025
1854260	LMA laryngsmaske	LMA flexible, engangs, silikone med cuffpilot	Ch. 3	Æske a 10 stk.	105220-000030
1854261	LMA laryngsmaske	LMA flexible, engangs, silikone med cuffpilot	Ch. 4	Æske a 10 stk.	105220-000040
1854262	LMA laryngsmaske	LMA flexible, engangs, silikone med cuffpilot	Ch. 5	Æske a 10 stk.	105220-000050

2030-1761-01 / 27.02.2018