

PRODUKTDATABLAD

Hudson anæstesimaske med luftpude og ventil, pht fri

Hudson anæstesimaske med luftpude er anatomisk formet, hvilket sikrer nem anvendelse.

Masken er produceret i godkendt materiale, der sikrer patientens komfort. Er til engangsbrug.

Størrelsen på maskens konektor varierer fra 15 mm (for de to mindste str.) – 22 mm (for de fire største str.).



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Opbevares koldt og tørt samt væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se holdbarhedsdato på emballagen
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

2030-1811-01 / 13.04.2018

PRODUKTDATABLAD

Hudson anæstesimaske med luftpude og ventil, pht fri

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1882331	Hudson	Anæstesimaske med luftpude og ventil, pht fri, hvid/0-1	Nr. 0	Æske a 20 stk.	41277*
1882332	Hudson	Anæstesimaske med luftpude og ventil, pht fri, pink/2	Str. 1	Æske a 20 stk.	41278*
1882333	Hudson	Anæstesimaske med luftpude og ventil, pht fri, gul/3	Barn	Æske a 20 stk.	41279
1882334	Hudson	Anæstesimaske med luftpude og ventil, pht fri, grøn/4	Lille voksen	Æske a 20 stk.	41280
1882335	Hudson	Anæstesimaske med luftpude og ventil, pht fri, rød/5	Medium voksen	Æske a 20 stk.	41281
1882336	Hudson	Anæstesimaske med luftpude og ventil, pht fri, blå/6	Stor voksen	Æske a 20 stk.	41282*

2030-1811-01 / 13.04.2018