

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Silkospray, silikonespray

Reducerer friktion på overflader af materialer lavet af gummi, latex og PVC.

Sprayen er fri for CFC-gasser.

Ikke beregnet til brug på enheder lavet af silicone.



Indholdsstoffer/materiale:	Dimethylpolysiloxan
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Ude af direkte sollys og aldrig over 50 grader celsius
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se mærkat på emballage
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler for risikoaffald
Bortskaffelse af emballage:	Følg lokale regler for risikoaffald
Bemærkninger:	Brandfare

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1880000	Rüsch	Silkospray, silikonespray	500 ml	krt a 10 stk	556000-000000