

PRODUKTDATABLAD

Rüsch AGT trachealtube præformet, uden cuff, oral, Murphy, steril

Klar anatomisk formet AGT tube lavet af PVC uden cuff til oralt brug.

Bruges til opretholdelse af patentluftvej og mekaniske ventilering af patienter.

Produktet er til engangsbrug og bør ikke resteriliseres.



Indholdsstoffer/materiale: Polyvinylchlorid (PVC)

PVC/ftalater: Ja/ja

Latex: Nej

CE klassifikation: IIa

Steril: Ja

Opbevaring: Tørt og uden for direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: Se mærkat på emballage

Bortskaffelse af vare: I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1885002	Rüsch AGT trachealtube	præformet, uden cuff, oral, Murphy, steril	4 mm	æske a 10 stk	100180-000040
1885003	Rüsch AGT trachealtube	præformet, uden cuff, oral, Murphy, steril	4,5 mm	æske a 10 stk	100180-000045
1885004	Rüsch AGT trachealtube	præformet, uden cuff, oral, Murphy, steril	5 mm	æske a 10 stk	100180-000050
1885005	Rüsch AGT trachealtube	præformet, uden cuff, oral, Murphy, steril	5,5 mm	æske a 10 stk	100180-000055
1885008	Rüsch AGT trachealtube	præformet, uden cuff, oral, Murphy, steril	7 mm	æske a 10 stk	100180-000070