

PRODUKTDATABLAD

Rüsch SilkoBag, ventilationspose, silikone

Ventilationsposen, SilkoBag fra RÜSCH, er en silikone pose med 22 mm standard tilkobling.

Posen er latexfri og har et øje for enden, så den kan hænge med åbningen Nedad.

Denne model finde i størrelserne L 0,5 - 1 - 1,5 - 2 – 2,3 - 3.



- Lavet af silikone
- 22mm tilslutning
- Latexfri
- Steril

Indholdsstoffer/materiale:	Silikone
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt og uden for sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Silkobag, ventilationspose, silikone

Mediqs varesortiment

Varenr	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
1882430	Rüsch Silkobag	ventilationspose, silikone	0,5 l	æske a 2 stk	150700-000005
1882431	Rüsch Silkobag	ventilationspose, silikone	1 l	æske a 2 stk	150700-000010
1882432	Rüsch Silkobag	ventilationspose, silikone	1,5 l	æske a 2 stk	150700-000015
1882433	Rüsch Silkobag	ventilationspose, silikone	2 l	æske a 2 stk	150700-000020
1882434	Rüsch Silkobag	ventilationspose, silikone	2,3 l	æske a 2 stk	150700-000023
1882435	Rüsch Silkobag	ventilationspose, silikone	3 l	æske a 2 stk	150700-000030