

# PRODUKTDATABLAD

## Laryseal Clear Laryngsmaske

### Laryseal Clear Laryngs maske

Standard laryngsmaske i PVC

Glat overflade på cuff for at sikre lav friktion under anlæggelsen

Dyb maske for at sikre optimalt frirum over epiglottis

Farvekodet pilot ballon som indikerer størrelsen

Komplet størrelsessortiment fra str. 1-5.

Latex fri.  
Steril.



<b>Materiale:</b>	Tube af PVC og connector af PP og ABS (Acrylobnitril Batadien Styren)
<b>PVC/ftalater:</b>	DEHP
<b>Latex:</b>	Nej
<b>Steril:</b>	Ja, Eto- steriliseret
<b>CE klassifikation:</b>	Ila
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder:</b>	Genbrug
<b>Opbevaring</b>	Tørt, mørk og ved rum temp.
<b>Holdbarhed:</b>	5 år

# PRODUKTDATABLAD

## Laryseal Clear Laryngsmaske

Leverandør varenr	Producent varenr	Beskrivelse	Størrelse	Indhold
1854190	038-94-310	Laryseal Clear laryngsmaske, steril	1.0	æske a 10 stk
1854191	038-94-315	Laryseal Clear laryngsmaske, steril	1.5	æske a 10 stk
1854192	038-94-320	Laryseal Clear laryngsmaske, steril	2.0	æske a 10 stk
1854193	038-94-325	Laryseal Clear laryngsmaske, steril	2.5	æske a 10 stk
1854194	038-94-330	Laryseal Clear laryngsmaske, steril	3.0	æske a 10 stk
1854195	038-94-340	Laryseal Clear laryngsmaske, steril	4.0	æske a 10 stk
1854196	038-94-350	Laryseal Clear laryngsmaske, steril	5.0	æske a 10 stk

Størrelse	Volumen	Vægt
1.0	< 4 ml	< 5 kg
1.5	< 7 ml	5-10 kg
2.0	< 10 ml	10-20 kg
2.5	< 14 ml	20-30 kg
3.0	< 20 ml	30-50 kg
4.0	< 30 ml	50-70 kg
5.0	< 40 ml	70-100 kg