

PRODUKTDATABLAD


Gasmålingslange han/han, steril

Gasmålingslange

Gasmålingslange beregnet til at forbinde en gasmålingsport og monitor.

Bliver brugt til at monitorere CO², O² og N₂O.

Til engangsbrug.



Indholdsstoffer/materiale:	PE, PVC
PVC/ftalater:	Ja/Nej (DEHP-fri)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt samt væk fra direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år – se holdbarhed på emballagen
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Gasmålingslange han/han, steril

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1801001	Altech	Gasmålingslange, han/han - 1,2 x 2,8 mm, steril	3 m	Æske a 100 stk.	AL-0512/1
1801002	Altech	Gasmålingslange han/han, steril	2 m	Æske a 100 stk.	AL-0519/2