


PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem, harmonika, aftageligt Y-stykke og albue, med CO₂

Anæstesi cirkelsystem med løs 2-slange. Det ene "ben" skal være aftageligt fra Y-stykket. Er inklusiv en aftagelig albue med luer lock port. Slangen er 180 cm og ekspanderbar.

Til engangsbrug.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares væk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år – se holdbarhed på emballage

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem, harmonika, aftageligt Y-stykke og albue, med CO₂

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1820140	Altech Cirkelsystem	Harmonika, aftageligt Y-stykke og albue, med CO ₂	1,8m	Æske a 60 stk. – Krt. a 12 æsker	AL-1300.V014