


PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem, forlængerslange, fleksibel

Forlængerslangen er 2 m lang og har 22 mm konnektorer.

Forlængerslange anvendes til at levere ilt og anæstetiske gasser til patienten samt eliminere CO².



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares tørt samt væk fra direkte sollys.

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år – se holdbarhed på emballage

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem, forlængerslange, fleksibel

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|---------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|
| 1820144 | Altech Cirkelsystem | Forlængerslange, fleksibel | 2 meter | Æske a 10 stk. – Krt. a 72 æsker | AL-1001.V001 |