


# PRODUKTDATABLAD

## Altech Cirkelsystem harmonika, CO2 port

Engangsudstyr, der bruges til at lede medicinske gasser fra anæsthesisystemet til patienten.

Dette produkt giver varmeoverførsel fra udløbet til inspirationssiden, hvilket hjælper med at reducere patientens energibehov og hjælper deres evne til at forblive normtermisk.

Reduceret slangerod støtter klinikers bestræbelser på at levere generel anæstesi.



**Indholdsstoffer/materiale:** -

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** IIa

**Steril:** Nej

**Opbevaring:** Stuetemperatur, tørt og i original emballage

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år (se udløbsdato på emballage)

**Bortskaffelse af vare:** I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Produktet er til engangsbrug og kan ikke resteriliseres

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1820050	Altech Cirkelsystem	harmonika, CO2 port	200 cm	Æske a 30 stk	AL-1300.V003