

PRODUKTDATABLAD

Extrudan Trachealsug, vakumkontrol, lige, 53 cm

Lige trachealsug med vakumkontrol og en rundet tip/spids.

Er intuitiv simpel at bruge.

Er farvekodet for identifikation af størrelse.

Der er hul til ophæng af hygiejniske hensyn og perforering mellem parallelt enkeltpakket 5 stks. sug, hvormed produktet let og ergonomisk kan adskilles.



Spidsen er afrundet og med 2 små aflastningshuller med henblik på forebyggelse af kink og traumer.

Indholdsstoffer/materiale:	PVC
PVC/ftalater:	Ja/Nej (fri for mærkningspligtige ftalater)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

2104-0061-03 / 02.11.2017

PRODUKTDATABLAD

Extrudan Trachealsug, vakuumkontrol, lige, 53 cm

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900040	Extrudan	Trachealsug, vakuumkontrol, lige, ch. 6, steril	53cm	Æske a 100 stk.	3500 0530 06
1900041	Extrudan	Trachealsug, vakuumkontrol, lige, ch. 8, steril	53cm	Æske a 100 stk.	3500 0530 08
1900042	Extrudan	Trachealsug, vakuumkontrol, lige, ch. 10, steril	53cm	Æske a 100 stk.	3500 0530 10
1900043	Extrudan	Trachealsug, vakuumkontrol, lige, ch. 12, steril	53cm	Æske a 100 stk.	3500 0530 12
1900044	Extrudan	Trachealsug, vakuumkontrol, lige, ch. 14, steril	53cm	Æske a 100 stk.	3500 0530 14
1900045	Extrudan	Trachealsug, vakuumkontrol, lige, ch. 16, steril	53cm	Æske a 100 stk.	3500 0530 16

2104-0061-03 / 02.11.2017