

PRODUKTDATABLAD

Extrudan mat slange, enkeltpakket, usteril

Mat slange i forskellige størrelser, der er enkeltpakket. Slangen er usteril.

Hårdhed:

- Shore A 73 for slange



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, blødgører: DEHT
PVC/ftalater:	Ja/Nej (DEHP-fri)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

2104-0141-01 / 01.12.2017

PRODUKTDATABLAD

Extrudan mat slange, enkeltpakket, usteril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900166	Extrudan	Mat slange 7/10 mm, enkeltpakket, usteril	2 m	Æske a 50 stk.	1400 2000 10 US
1900167	Extrudan	Mat slange 8/12 mm, enkeltpakket, usteril	2 m	Æske a 50 stk.	1400 2000 12 US
1900168	Extrudan	Mat slange 7/10 mm, enkeltpakket, usteril	3,5 m	Æske a 50 stk.	1400 3500 10 US
1900169	Extrudan	Mat slange 8/12 mm, enkeltpakket, usteril	3,5 m	Æske a 50 stk.	1400 3500 12 US

2104-0141-01 / 01.12.2017