


PRODUKTDATABLAD

Extrudan sugesæt med vakuumkontrol, 4 aflastningshuller og håndtag

Sugesæt med vakuumkontrol, 4 aflastningshuller og håndtag. Er beregnet til at fjerne blod og væske under operation.

Hårdhed:

- Shore A 73 for slange
- Shore A 50 for tragtene



1821



1822

Indholdsstoffer/materiale: SBC, PVC, blødgører: DEHT

PVC/ftalater: Ja/Nej (DEHP-fri)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

2104-0211-01 / 08.12.2017

PRODUKTDATABLAD

Extrudan sugesæt med vakuumkontrol, 4 aflastningshuller og håndtag

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900127	Extrudan	Sugesæt vak.kontrol, 4 aflast.hul, håndt., ch. 25	3,5 m	Æske a 50 stk.	1821 3500 83
1900180	Extrudan	Sugesæt vak.kontrol, 4 aflast.hul, håndt., ch. 25	2,1 m	Æske a 50 stk.	1822 2100 83

2104-0211-01 / 08.12.2017