

PRODUKTDATABLAD

Extrudan insufflationsforlængerslange, Luer slangestykke


Insufflationsforlængerslange med Luer slangestykke.

Hårdhed:

- Shore A 73 for slange
- Shore A 60 for slangestykke

Dimensioner:

- Længde: 3 m
- Slange: Ch. 25



Indholdsstoffer/materiale: SBC, PVC, blødgører: DEHT

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

2104-0281-01 / 14.12.2017

PRODUKTDATABLAD

Extrudan insufflationsforlængerslange, Luer slangestykke

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900177	Extrudan	Insufflationsforlængerslange, Luer slangestk, ch. 25	3m	Æske a 50 stk.	1731 3000 83

2104-0281-01 / 14.12.2017