

# PRODUKTDATABLAD

## Extrudan Rektoskopi Sugeseæt


### Hårdhed:

- Shore A 73 for slange
- Shore A 50 for tragt

**Sugespidsdiameter:** 4,6/6,5 mm

**Spidslængde:** 400 mm

**Slangediameter:** 5,8/8,3 mm



**Indholdsstoffer/materiale:** PVC, blødgører: DEHT

**PVC/ftalater:** Ja/Nej (DEHP-fri)

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkning:** -

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900232	Extrudan	Rektoskopi Sugeseæt	2,1m	Æske a 50 stk.	1111 2100 83

2104-0511-01 / 01.10.2019