

PRODUKTDATABLAD

Extrudan slange på rulle, mat

Mat slange på rulle i forskellige størrelser. Slangen er usteril.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, blødgører: DEHT
PVC/ftalater:	Ja/Nej (DEHP-fri)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

2104-0551-02 / 01.10.2019

PRODUKTDATABLAD

Extrudan slange på rulle, mat

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900195	Extrudan	Slange på rulle, mat, ch. 30	7/10mm	RI a 50 m – Krt. a 500 m	1400 0070 10
1900204	Extrudan	Slange på rulle, mat, ch. 18	4/6 mm	RI a 100 m	1400 0040 60
1900238	Extrudan	Slange på rulle, mat, ch. 18	4/6 mm	RI a 50 m – Krt. a 500 m	1400 5040 60
1900205	Extrudan	Slange på rulle, mat, ch. 27	6/9 mm	RI a 50 m – Krt. a 500 m	1400 0060 90
1900206	Extrudan	Slange på rulle, mat,	7,5/10 mm	RI a 50 m – Krt. a 500 m	1400 0075 10
1900207	Extrudan	Slange på rulle, mat,	7/11 mm	RI a 50 m – Krt. a 500 m	1400 0070 11
1900208	Extrudan	Slange på rulle, mat,	8/11 mm	RI a 50 m – Krt. a 500 m	1400 0080 11
1900209	Extrudan	Slange på rulle, mat,	8/12 mm	RI a 50 m – Krt. a 250 m	1400 0080 12
1900213	Extrudan	Slange på rulle, mat, ch. 54	13/18 mm	RI a 25 m – Krt. a 4 rl.	1400 0013 18
1900214	Extrudan	Slange på rulle, mat, ch. 24	5/8 mm	RI a 50 m – Krt. a 500 m	1400 0050 80
1900215	Extrudan	Slange på rulle, mat, ch. 33	7,5/11,5 mm	RI a 50 m – Krt. a 500 m	1400 0075 11
1900240	Extrudan	Slange på rulle, mat, ch. 42	10/14 mm	RI a 50 m – Krt. a 250 m	1400 0010 14

2104-0551-02 / 01.10.2019