

# PRODUKTDATABLAD

## NOBANETZ tubular netfiksering

Nobanetz elastisk, stormasket tubular netbandage, er særdeles velegnet til fiksering, af bandager og kompresser på vanskeligt bandagerbare steder.

Nobanetz har indvævet farvemarkering som angiver størrelsen.

74 % polyamid og 26% elastan.

Til engangsbrug



<b>Indholdsstoffer:</b>	Polyamid, elasthan
<b>PVC/phtalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Holdbarhed:</b>	5år
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse yder</b>	Forbrænding/genbrug

# PRODUKTDATABLAD

## NOBANETZ tubular netfiksering

emballage:

Særlig mærkning: Nej

### Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Varesektor	Varekategori 4	Leverandørs varenr.
4226000	Nobanetz	elastisk netfiksering, finger nr. 0,	25 m	krt. a 60 stk.	302000
4226010	Nobanetz	elastisk netfiksering, hånd nr. 1		krt a 10 stk	302010
4226020	Nobanetz	elastisk netfiksering, arm nr. 2		krt a 7 stk	302020
4226030	Nobanetz	elastisk netfiksering, underben nr. 3	25 m	krt a 5 stk	302030
4226040	Nobanetz	elastisk netfiksering, knæ nr. 4		krt. a 60 stk.	302040
4226050	Nobanetz	elastisk netfiksering, hoved nr. 5		krt a 4 stk	302050
4226055	Nobanetz	elastisk netfiksering, lår nr. 5,5		krt a 4 stk	302055
4226060	Nobanetz	elastisk netfiksering, bryst(barn) nr. 6		krt a 3 stk	302060
4226070	Nobanetz	elastisk netfiksering, bryst(junior) nr. 7	25 m	krt a 36 stk	302070
4226080	Nobanetz	elastisk netfiksering, bryst(voksen) nr. 8		krt a 24 stk	302080
4226100	Nobanetz	elastisk netfiksering, bryst(voksen), XL, nr. 10		krt a 2 stk	302100

### STRÆKEVNE

42-26-000	Nobanetz netfiksering elastisk nr.0, finger	25m	7 cm
42-26-010	Nobanetz netfiksering elastisk nr.1, hånd	25m	19 cm
42-26-020	Nobanetz netfiksering elastisk nr.2, overarm	25m	23 cm
42-26-030	Nobanetz netfiksering elastisk nr.3, underarm	25m	27 cm
42-26-040	Nobanetz netfiksering elastisk, nr.4, knæ	25m	30 cm
42-26-050	Nobanetz netfiksering elastisk, nr.5, hoved	25m	42 cm
42-26-055	Nobanetz netfiksering elastisk, nr.5, hoved	25m	52 cm
42-26-060	Nobanetz netfiksering elastisk, nr.6, bryst(barn)	25m	60 cm
42-26-070	Nobanetz netfiksering elastisk, nr.7, bryst(junior)	25m	68 cm
42-26-080	Nobanetz netfiksering elastisk, nr.8, bryst(voksen)	25m	75 cm
42-26-100	Nobanetz netfiksering elastisk nr. 10, bryst (voksen) XL	25m	110 cm