

PRODUKTDATABLAD

Rudaplasto lærredstape til fiksering

Fikseringstape fremstillet af lærred med zinkoxidklæber og høj klæbeevne. Colophonium fri

Anvendes til fiksering af forbindinger, katetre, dræn og slanger.

- Rivbar på langs og tværs
- Med kantbeskytter
- Hvid og beige



Indholdsstoffer:	Viskose og zinkoxidklæb
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I
Steril vare:	Nej
Holdbarhed:	Stuetemperatur
Opbevaring:	5år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Særlig mærkning:	Nej

PRODUKTDATABLAD

Rudaplasto lærredstape til fiksering

Sortimentsoversigt

4024020	Rudaplasto	fikseringstape, lærredstape, hvid	1,25cmx5m	æske a 10 stk.-krt. a 40 æsker	070351
4024024	Rudaplasto	fikseringstape, lærredstape, hvid	5cmx5m	æske a 10 stk.-krt. a 20 æsker	070355