

PRODUKTDATABLAD


Rudaderm plasterstrips, beige, steril

Rudaderm strips. Bærematerialet er fremstillet af en fleksibel, vandtæt plastik og er forsynet med en hypoallergen polyacrylatklæber.

Sårkontaktlaget er helt omkranset af bærematerialet.

Åndbart

Den lille udgave kan anvendes eksempelvis efter injektion/blodprøvetagning.



Indholdsstoffer/materiale: polyethylene, vinyl acetat, viskose, polyester, polypropylene og hypoallergen polyakrylatklæber

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I-s

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Rudaderm plasterstrips, beige, steril

Sortimentsoversigt

4052090	Rudaderm strips	vandtæt plaster , beige, enkeltvis pakket, steril	9x38mm	æske a 500 stk - krt a 20 æske	090094
4052092	Rudaderm strips	vandtæt, beige, enkeltvis pakket, steril	19x76mm	æske a 500 stk - krt a 20 æske	090206
4052094	Rudaderm strips	vandtæt plaster, beige, enkeltvis pakket, steril	25x76mm	æske a 500 stk - krt a 20 æske	090307