

PRODUKTDATABLAD

Nobatel idealbind

Fremstillet af polyester og bomuld med en strækkevne på ca. 60%, hvid, til moderat kompression.



Indholdsstoffer/materiale: Polyester og bomuld

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Nobatel idealbind

Sortimentsoversigt

| Varenr | Varefamilie | Varebeskrivelse | Størrelse | Indhold | Ref. nr. |
|---------|-------------|---|-------------|-----------------------------------|----------|
| 4458006 | Nobatel | idealbind, polyester og bomuld, stræk. 60% | 6 cm x 5 m | æske a 10 stk - krt a 28 æsker | 425506 |
| 4458010 | Nobatel | idealbind, polyester og bomuld, stræk. 60% | 10 cm x 5 m | æske a 10 stk - krt a 20 æsker | 425510 |