

# PRODUKTDATABLAD

## CareSens N Premier blodsukkerapparat

CareSens N Premier er et præcist og pålideligt blodsukkerapparat. Det har store bløde knapper, et oplyst display med store tydelige tal, og det kræver kun en lille bloddråbe. CareSens N Premier har bluetooth så du kan overføre dine data til din smartphone, tablet eller PC.

Startsættet indeholder:

Blodsuktermåler, 10 stk. teststrimler, fingerprikker, lancetter, brugervejledning, quick-guide, logbog, etui og batterier.



<b>Måleområde:</b>	1,1 – 33,3 mmol/l
<b>Kodes/kalibreres:</b>	Automatisk
<b>Hukommelse:</b>	1000 målinger med dato og tid
<b>Måletid:</b>	5 sekunder
<b>Gennemsnit:</b>	1, 7, 14, 30, og 90 dage (total, før og efter måltid)
<b>Blodmængde:</b>	0,5 µl
<b>Teststrimmel:</b>	Æske a 50 stk.
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/IVD IIb
<b>Steril vare:</b>	Nej for apparat og fingerprikker/ja for lancetter
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Holdbarhed fra produktionen:</b>	24 måneder - baseret på teststrimlernes udløb.
<b>Holdbarhed teststrimler efter åbning:</b>	24 måneder fra produktionsdato.
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Blodet suges fra:</b>	Spidsen af teststrimlen
<b>Blodketon:</b>	Nej

# PRODUKTDATABLAD

## CareSens N Premier blodsukkerapparat

<b>Genopfyldning af teststrimmel:</b>	Nej
<b>Levetid/garanti:</b>	5 år
<b>Trådløs overførsel til anden enhed:</b>	Ja – Bluetooth
<b>Tal størrelse på display:</b>	2,4 cm
<b>Automatisk alarm hændelser:</b>	Ja, 4 alarmer (PP2 og 3 påmindelses alarmer)
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Måleresultatet afhængig af rengøringen af blodsukkerapparatet:</b>	Nej
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Apparat mål:</b>	10,3 x 5,4 x 1,7 cm
<b>Opbevaring for måleren:</b>	-20 °C til +50 °C
<b>Apparatets drift temperatur:</b>	+5 °C til +50 °C
<b>Måltidsmarkering:</b>	Ja, fastende og før og efter måltid.
<b>Batteri:</b>	2 stk. 3V CR2032 batteri (2.000 tests)
<b>Data overføres til PC:</b>	Ja
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
<b>Teststrimler som passer til apparatet:</b>	6407269 CareSens N, teststrimler

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6407267	317493	CareSens N Premier, blodsukkerapparat	1 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.