

PRODUKTDATABLAD

NOBAHEBAN selvhæftende kompressions-/fikseringsbind

Nobaheban er et selvhæftende kompressions-/fikseringsbind med en strækkevne på ca. 100%.

Bindet er fremstillet af non-woven hvori der er syet tråde af elasthan.

Anvendes ved kompressionsfiksering af bandager

Fås i flere farver

Latexfri



Materiale:	Elastomer, polyamid, latexfri
PVC/latex	Nej/nej
CE klassifikation:	CE I
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder:	Forbrænding/genbrug
Opbevaring	Tørt og ved stuetemperatur, Må ikke udsættes for direkte sollys
Holdbarhed:	3år
Miljømærke	Nej
Uønskede stoffer	Nej

PRODUKTDATABLAD

NOBAHEBAN selvhæftende kompressions-/fikseringsbind

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4217200	Nobaheban	Selvhæftende bind, beige	2,5 cm x 4,5 m	Æske a 10 stk – krt a 36 æsker	453402
4217204	Nobaheban	Selvhæftende bind, beige	5 cm x 4,5 m	Æske a 10 stk – krt a 36 æsker	453405
4217206	Nobaheban	Selvhæftende bind, beige	7,5 cm x 4,5 m	Æske a 10 stk – krt a 18 stk	453407
4217208	Nobaheban	Selvhæftende bind, beige	10 cm x 4,5 m	Æske a 10 stk – krt a 18 stk	453410
4217210	Nobaheban	Selvhæftende bind, blå	2,5 cm x 4,5 m	Æske a 10 stk – krt a 36 æsker	455402
4217214	Nobaheban	Selvhæftende bind, blå	5 cm x 4,5 m	Æske a 10 stk – krt a 36 æsker	455405
4217216	Nobaheban	Selvhæftende bind, blå	7,5 cm x 4,5 m	Æske a 10 stk – krt a 18 stk	455407
4217218	Nobaheban	Selvhæftende bind, blå	10 cm x 4,5 m	Æske a 10 stk – krt a 18 stk	455410
4217220	Nobaheban	Selvhæftende bind, rød	5 cm x 4,5 m	Æske a 10 stk – krt a 36 æsker	457405
4217224	Nobaheban	Selvhæftende bind, rød	10 cm x 4,5 m	Æske a 10 stk – krt a 18 stk	457410