

# PRODUKTDATABLAD

## Rudafilm transparent med sårpude, steril

Rudafilm er en vandtæt filmbandage fremstillet af en transparent elastisk polyurethanfilm med en hypoallergen polyacrylatklæber.

Sårkontaktlaget, der ikke hæfter til såret, er dækket af filmen og beskytter dermed såret mod indtrængen af bakterier. Bandagen er vandtæt og semipermeabel.

Den gennemsigtige film gør det muligt at observere såromgivelserne uden at fjerne bandagen.



- Væsketæt, kan anvendes i brusebad
- Hudvenlig polyacrylatklæber
- Afrundede hjørner

**Indholdsstoffer/materiale:** Polyurethanfilm, viskose, polyethylene og polyacrylatklæber

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I-s

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** Nej

**Holdbarhed uåbnet:** 3år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Stuetemperatur, tørt og udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

## Rudafilm transparent med sårpude, steril

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4053025	Rudafilm	plaster med sårpude 2,3x4cm, vandtæt, steril	5 cm x 7 cm	æske a 50 stk - krt a 90 æsker	073585
4053030	Rudafilm	plaster med sårpude 4,5x6,5cm, vandtæt, steril	8 cm x 10 cm	æske a 50 stk - krt a 24 æsker	073587
4053035	Rudafilm	plaster med sårpude 5x7cm, vandtæt, steril	10 cm x 12 cm	æske a 50 stk - krt a 24 æsker	073588
4053040	Rudafilm	plaster med sårpude 5x10cm, vandtæt, steril	10 cm x 15 cm	æske a 50 stk - krt a 12 æsker	073590
4053045	Rudafilm	plaster med sårpude 5x20cm, vandtæt, steril	10 cm x 25 cm	æske a 50 stk - krt a 12 æsker	073592