

PRODUKTDATABLAD

Noba armslynge

Noba armslynge er en trekantet bandage der måler 96cm x 96 cm x 136 cm.

Produktet findes i 2 udgaver, den ene er fremstillet af hvidt non-woven og den anden af ubleget viskose.

Begge produkter anvendes til fiksering af armen i kortere perioder.

Armslyngen kan også anvendes til fiksering af bandager.



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen/viskose

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: MD, klasse 1

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Indeholder ingen stoffer fra REACH

Opbevaring uåbnet: Tørt ved stuetemperatur

Opbevaring åbnet: Ej relevant

Holdbarhed uåbnet: Ej relevant

Holdbarhed åbnet: Ej relevant

Bortskaffelse af vare: Forbrænding/genbrug

Bortskaffelse af yder emballage: Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Noba armslynge

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
5640004	Noba	Trekantet armslynge, hvid, non woven	Krt. a 100	KRT	900200
5640005	Noba	Trekantet armslynge, ubleget viscose, mitella	Krt. a 100	KRT	900140