

PRODUKTDATABLAD

Rudavlies non woven fikseringsplaster, rulle

Rudavlies non-woven fikseringsplaster med hudvenlig polyacrylatklæber.

Rudavlies er blødt og let elastisk og bruges til at fastgøre forbindinger, dræn, kanyler m.v.

Dækpapiret er delt for at lette påsætning af tapen.

- Blødt og elastisk
- Let at applicere
- Velegnet til følsom hud



Indholdsstoffer:	100% viskose non woven, polyacrylatklæber
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I
Steril vare:	Nej
Holdbarhed:	5år
Opbevaring:	Stuetemperatur
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Særlig mærkning:	Nej

PRODUKTDATABLAD

Rudavlies non woven fikseringsplaster, rulle

Sortimentsoversigt

Varenr	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
4011539	Rudavlies	fikseringsplaster, rulle	2,5 cm x 10 m	krt a 20 stk	070102
4011540	Rudavlies	fikseringsplaster, rulle	5 cm x 10 m	krt a 20 æsker	070105
4011542	Rudavlies	fikseringsplaster, rulle	10 cm x 10 m	krt a 12 æsker	070110
4011544	Rudavlies	fikseringsplaster, rulle	15 cm x 10 m	krt a 12 æsker	070115
4011546	Rudavlies	fikseringsplaster, rulle	20 cm x 10 m	krt a 12 æsker	070120
4011548	Rudavlies	fikseringsplaster, rulle	30 cm x 10 m	krt a 12 æsker	070130