

# PRODUKTDATABLAD

## Nobadrainal kompres, dræn, steril

Nobadrainal kompres er en steril spalteforbinding med udstanset hul.

Den sterile, aluminiumsbelagte, ikke-klæbende side vendes mod huden.

- Velegnet til sonder, katetre og dræn
- Individuelt indpakket



**Indholdsstoffer/materiale:**

Polyethylen, aluminium, rayon, polyester

**PVC/ftalater:**

Nej/Nej

**Latex:**

Nej

**CE klassifikation:**

Klasse Is

**Steril:**

Ja

**Opbevaring:**

Tørt og støvfrit

**Bortskaffelse af vare:**

I henhold til lokale retningslinier og standarder for infektionsforebyggelse

**Bortskaffelse af emballage**

Genanvendelse

**Bemærkninger:**

-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4244050	Nobadrainal	kompres, dræn, steril	4 x 4 cm	Æske á 50 stk. – krt á 10 æsker	874355
4255052	Nobadrainal	kompres, dræn, steril	6 x 8 cm	Æske á 50 stk. – krt á 20 æsker	874350